

Exclusive Philippine Distributor:

WellnessPRO
tomorrow's medical devices

Unit 808 Richmond Plaza, San Miguel Ave cor Lourdes St.,
Ortigas Ctr. Pasig City 1605 Philippines
Mobile no.: +63 922 896 0964
Tel. no.: +63 2 636 3580, +63 2 637 0930, +63 2 637 0473
Fax: +63 2 636 7542
Email: wellnessproinc@gmail.com, jcjuan@wellnessproinc.com
www.wellnessproinc.com

BASIC SET C10



Basic Set C10



53

Basic Set C10

Otoskop-Set | Otoloscope Set

Set C10	1 Kopf 1 Griff	1 head 1 handle	2.5V	Set-REF	
				02.01000.002	
	<i>bestehend aus:</i> KaWe COMBILIGHT® C10 Otoskop-Kopf Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung Otoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75111.013 (28943)	<i>consisting of:</i> KaWe COMBILIGHT® C10 Otoloscope head standard illumination with 3X-magnification Otoloscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75111.013 (28943)	2.5V	1	01.73210.021 (26485)
	Griff  Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Schraubverschluss dimmbar Batterien: 2 Baby (Typ C) 	Handle  battery-/charging handle C (medium) with screw closure dimmable Batteries: 2 C batteries 	1.5V	2	01.74110.002 (24815)
	3 Dauer-Ohrtrichter 1 x Ø 2,5 mm 1 x Ø 3,5 mm 1 x Ø 4,5 mm	3 reusable ear funnels 1 x Ø 2.5 mm 1 x Ø 3.5 mm 1 x Ø 4.5 mm	23	3	
	weiterer Inhalt: Also enclosed are:	Curved lamp support	2.5V	4	01.79102.001 (24820)
	2 Kehlkopfspiegel 1 x Gr. 3 (Ø 20 mm) 1 x Gr. 4 (Ø 22 mm)	2 laryngeal mirrors 1 x size 3 (Ø 20 mm) 1 x size 4 (Ø 22 mm)		5	01.79103.001 (24821)
	Spatelhalter aus Kunststoff	Blade holder made of plastic		6	01.79201.001 (24822)
	Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube	Nasal speculum, chrome-plated, with set screw		7	01.79202.001 (24844)
	Ersatzlampe	Spare bulb	2.5V	8	12.75111.013 (28943)
	Lieferung in schwarzer Hartschalenbox	packaged in a black hard-top box		9	01.79207.022

 aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!