

BASIC SET C10/E15

5 Blenden
5 apertures



Diagnostik-Set zur direkten Ophthalmoskopie mit asphärischer Präzisionsoptik.

Diagnostic set for direct ophthalmoscopy with aspherical precision optics.



Basic Set C10 / E15



Basic Set C10 / E15

Otoskop-/Ophthalmoskop-Set | Otoscope-/Ophthalmoscope Set

Set C10 / E15	2 Köpfe 5 Blenden 1 Griff	2 heads 5 apertures 1 handle	2.5V	Set-REF	
	bestehend aus: KaWe COMBILIGHT® C10 Otoskop-Kopf Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung Otoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe REF 12.75111.013 (28943)	consisting of: KaWe COMBILIGHT® C10 Otoscope head standard illumination with 3X-magnification Otoscope illuminant: vacuum bulb REF 12.75111.013 (28943)	2.5V	1	01.73210.021 (26485)
	KaWe EUROLIGHT® E15 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien 5 Blenden Ophthalmoskop-Leuchtmittel: Vakuum-Lampe, REF 12.75113.003 (28947)	KaWe EUROLIGHT® E15 Ophthalmoscope head with lens correction dial in steps from +20 to -20 dioptries 5 apertures Ophthalmoscope illuminant: vacuum bulb, REF 12.75113.003 (28947)	2.5V	2	01.81155.001
	Griff  Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Schraubverschluss dimmbar Batterien: 2 Baby (Typ C) 	Handle  battery-/charging handle C (medium) with screw closure dimmable Batteries: 2 C batteries 	1.5V	3	01.74110.002 (24815)
	3 Dauer-Ohrtrichter 1 x Ø 2,5 mm 1 x Ø 3,5 mm 1 x Ø 4,5 mm	3 reusable ear funnels 1 x Ø 2.5 mm 1 x Ø 3.5 mm 1 x Ø 4.5 mm	23	4	
weiterer Inhalt: also enclosed are:	Lampenträger gebogen 2 Kehlkopfspiegel 1 x Gr. 3 (Ø 20 mm) 1 x Gr. 4 (Ø 22 mm) Spatelhalter aus Kunststoff Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube Ersatzlampe	Curved lamp support 2 laryngeal mirrors 1 x size 3 (Ø 20 mm) 1 x size 4 (Ø 22 mm) Blade holder made of plastic Nose blade, chrome-plated, with set screw Spare bulb	2.5V	5	01.79102.001 (24820)
				6	01.79103.001 (24821)
				7	01.79201.001 (24822)
				8	01.79202.001 (24844)
			2.5V	9	12.75111.013 (28943)
	Lieferung in schwarzer Hartschalenbox	Packaged in a black hard-top box		10	01.79207.022

 aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / Rechargeable in the charging station KaWe MedCharge® 4000 with rechargeable battery
 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!