

Exclusive Philippine Distributor:

Unit 808 Richmond Plaza, San Miguel Ave cor Lourdes St.,  
 Ortigas Ctr. Pasig City 1605 Philippines  
 Mobile no.: +63 922 896 0964  
 Tel. no.: +63 2 636 3580, +63 2 637 0930, +63 2 637 0473  
 Fax: +63 2 636 7542  
 Email: wellnessproinc@gmail.com, jcjuan@wellnessproinc.com  
 www.wellnessproinc.com

**WellnessPRO**  
 tomorrow's medical devices

**KaWe EUROLIGHT® E36**

- Clic-Verschluss
  - 2,5 V Xenon/Halogen-Lampe
  - Metall-Batterie-/Ladegriff C
  - Rheostat dimmbar
  - mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
  - in Reißverschlussstasche
  - Batterien: 2x Baby 1,5 V (Typ C)
- 6 Blenden, hervorragende und gleichmäßige Ausleuchtung! Sehr großes Untersuchungsfeld des Augenhintergrundes.

- click-on connection
- 2.5 V xenon/halogen bulb
- metal battery/charging handle C
- dimmable rheostat
- with lens correction dial incremental steps from +/- 20 dioptries
- in bag with zipper
- batteries: 2 C batteries, 1.5 V

6 apertures, good and uniform illumination! Very large examination field of the fundus of the eye.



4	<b>E36</b>	2,5 V	XH		<b>EU</b>	REF 01.21361.001 (27070)
5	<b>E36</b>	2,5 V	XH		<b>US</b>	REF 01.21366.001 (27080)
Leuchtmittel   Illuminant						REF 12.75132.003 (28946)

**KaWe EUROLIGHT®**

FAMILIE | PRODUCT LINE


**KaWe EUROLIGHT® E36**

**Merkmale:**

- direkte Ophthalmoskopie
- mit sechs Blenden für vielseitige ophthalmologische Untersuchungen
- Blendenrad mit 18 Korrektionslinsen von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- robust

**Features:**

- direct ophthalmoscopy
- with six apertures for all types of ophthalmoscopic examinations
- aperture selection dial with 18 correction lenses from +20 to -20 dioptries
- aspherical precision optics
- robust



**3,5V**

**KaWe EUROLIGHT® E36 3,5 V**

- Clic-Verschluss
  - leistungsstarke **3,5 V** Xenon/Halogen-Lampe
  - Metall-Ladegriff C
  - Rheostat dimmbar
  - mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
  - inkl. Li-Ion Ladebatterie **3,5 V** nur in Verbindung mit Ladestation **KaWe MedCharge® 4000** verwendbar (▶208)
  - in Reißverschlussstasche
- 6 Blenden, hervorragende und gleichmäßige Ausleuchtung! Sehr großes Untersuchungsfeld des Augenhintergrundes.

- click-on connection
- high-capacity **3.5 V** xenon/halogen bulb
- metal charging handle C
- dimmable rheostat
- with lens correction wheel incremental steps from +/- 20 dioptries
- incl. **3.5 V** li-ion rechargeable battery (only to be used with **KaWe MedCharge® 4000** charging station (▶208))
- in bag with zipper

6 apertures, good and uniform illumination! Very large examination field of the fundus of the eye.



6	<b>E36</b>	<b>3,5 V</b>	XH		<b>EU</b>	REF 01.25361.101
Leuchtmittel   Illuminant						REF 12.75232.003 (28923)

**3,5V**

**NEU NEW**

**KaWe EUROLIGHT® E36 3,5 V**

- Clic-Verschluss
  - **aufladbar in Steckdose** (EU 240 V)
  - leistungsstarke **3,5 V** Xenon/Halogen-Lampe
  - Metall-Ladegriff C
  - Rheostat dimmbar
  - inkl. NiMH Ladebatterie **3,5 V**
  - in Reißverschlussstasche
- 6 Blenden, hervorragende und gleichmäßige Ausleuchtung! Sehr großes Untersuchungsfeld des Augenhintergrundes.

- click-on connection
  - **rechargeable in electric outlet** (EU 240 V)
  - high-power **3.5 V** xenon/halogen bulb
  - metal charging handle C
  - dimmable rheostat
  - includes rechargeable battery **3.5 V**
  - in bag with zipper
- 6 diaphragms, good and uniform illumination! Very large examination field of the fundus of the eye.



7	<b>E36</b>	<b>3,5 V</b>	XH		<b>EU</b>	REF 01.25361.811
Leuchtmittel   Illuminant						REF 12.75232.003 (28923)

**aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge® 4000 charging station with rechargeable battery**  
**Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!**  
**Ladebatterie im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery is included**

**XH** Xenon/Halogen-Lampe / xenon/halogen bulb